



Problémák megoldása

Probléma	Eredet	Megoldás:
A masszázspisztolyt nem lehet bekapcsolni	A töltés ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a masszázspisztolyt az On gomb erőteljes megnyomásával
	Az akku feszültség alacsony.	Töltse fel a készüléket
	A masszázspisztolyon be van kapcsolva a 10 perc utáni automatikus kikapcsolás funkció.	
A masszázspisztoly automatikusan kikapcsol.	A túlterhelés elleni védelem aktiválva van; túlterheléskor automatikusan kikapcsol.	A masszázspisztoly 10 perc múlva bekapcsol.
	A masszázspisztolyon be van kapcsolva a 10 perc utáni automatikus kikapcsolás funkció.	Kapcsolja be az On gomb megnyomásával és lenyomva tartásával, hogy további 10 percig használja.
A masszázspisztoly megakad.	A kenőolaj az alacsony hőmérséklet hatására megszilárdul.	Enyhén lazítsa meg a masszázsfej rögzítő tartóját, majd kapcsolja be a masszázspisztolyt.
Egyéb probléma esetén vegye fel a kapcsolatot: info@fabulo.hu		

Óvintézkedések a termék likvidációjához

Kérjük, támogassa az újratölthető akkumulátorok (lítium-ion akkuk) újrahasznosítását.

 Vesztély	<p>Az újratölthető akkumulátort kizárólag ehhez a termékhez javallott használni, másokhoz nem. Ne töltsön eltávolított akkumulátort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tartsa távol az akkumulátort a tűztől, hogy elkerülje a túlmelegedést; • Ne szúrja át az akkumulátort szögekkel, ne üsse meg erővel, ne szerelje szét vagy módosítsa; • Ne csatlakoztassa az akkumulátor pozitív és negatív pólusát közvetlenül fémhez; • Ne tárolja nyakláncsal, hajcsattal stb. együtt; • <p>Ne töltsse, használja és ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe, például tűzhely közelében vagy tűző napon. Ha így tesz, az akkumulátor felmelegedhet, megéghet vagy eltörhet.</p>
 Vesztély	<p>Ez a termék lítium elemet tartalmaz, ne szerelje szét.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tartsa távol a terméket csecsemőktől és kisgyermekektől; • Ha az akkumulátorból folyadék szivárog, ne érintse meg pusztá kézzel, és az alábbiak szerint kezelje: <p>a) Az akkumulátorból származó folyadék szemmel való közvetlen érintkezése vakságot okozhat. Ne dörzsölje a szemét a kezével; öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.</p> <p>b) Az akkumulátorfolyadék testrészekkel vagy ruházzal való érintkezése bőrirritációt vagy sérülést okozhat. Öblítse le vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz, ha a tünetek továbbra is fennállnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az akkumulátort csak a termék kiselejtezésekor szabad szétszedni. Ezen utasítás be nem tartása tüzet, áramütést, sérülést vagy egyéb balesetet okozhat. Bármilyen javítási igény esetén (az akkumulátorcsere kivételével) forduljon az eredeti forgalmazóhoz.

A termék lítium-ion akkumulátora értékes erőforrás, amely újrahasznosítható és újragyártható. A termék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkumulátort, és adja át az újratölthető akkumulátorok újrahasznosításában és újragyártásában illetékes szakmai szervezeteknek.

Garancia - jótállás

1. A Beoka termékre egy év ingyenes garancia vonatkozik a vásárlást igazoló bizonylattal.
2. A Beoka nem nyújt ingyenes jótállási szolgáltatásokat a következő, felhasználó által okozott meghibásodásokra, mint például:
 - a) A termék jogosulatlan szétszereléséből és módosításából eredő meghibásodások;
 - b) Használat és kezelés közbeni véletlen leesésből eredő meghibásodások vagy károk;
 - c) Meghibásodások a megfelelő karbantartás hiánya miatt;
 - d) Meghibásodások, amelyeket a kézikönyv utasításainak nem megfelelő követése okoz;
 - e) A Beoka által nem felhatalmazott entitások szakszerűtlen javításából eredő meghibásodások.
3. A biztosított garancián kívül eső javítások díjszabása az erre vonatkozó elvek szerint kerül elszámolásra.
4. Garanciális igényekkel kapcsolatban azonnal forduljon az ügyfélszolgálathoz e-mailben.
5. Ha szükséges, a Beoka szakképzett technikusai beszerezhetik a termék kapcsolási rajzait és a javítható alkatrészekre vonatkozó információkat.
6. A termék biztonságos élettartama 5 év.
7. A gyártás dátumát a fő egységen vagy a csomagoláson találja.