

## Dermaroller

A DERMA-ROLLER első használata előtt tudnia kell: Soha ne gyakoroljon túl nagy nyomást a hengerre! Minden bőr másképp érzékeny. Ha bőre nem szokja meg a kezelést, enyhe bizsergést vagy csípő érzést érezhet (ebben az esetben ajánlott jó minőségű napozás utáni krémet használni, hogy megnyugtassa). Ez egy természetes folyamat.

Használja heti két-három alkalommal, ahogyan elviselhető.

A terápia megkezdése előtt ügyeljen a mezoterápia alkalmazásakor a steril környezet kialakítására:

- alaposan mosson kezet meleg folyóvíz alatt szappanos termékkel.

- alaposan mossa le a területet, ahol a kezelést alkalmazni fogja, és készítse elő a következőket:

- DERMA-ROLLER
- Antibakteriális fertőtlenítőszer vagy fertőtlenítő kendők
- Egy tál hideg víz
- Mosókendő
- Tiszta törölköző
- Kiváló minőségű hidratáló krém vagy szérum (A-vitamin, C-vitamin, kollagén stb. tartalommal), ampullák az intenzív kezeléshez.

Alkalmazás előtt alaposan mossa le a kezelés helyét langyos vízzel és fertőtlenítőszerrel (pl. Mikrocid spray), szárítsa meg, várjon legalább 1 percet.

Gyengéd nyomást alkalmazva görgesse át a DERMA-ROLLER-t 4-szer minden irányban a területen - függőlegesen, vízszintesen és átlósan mindkét irányban. Ne feledje, hogy a szem, az orr és a felső ajak körüli hámréteg sokkal vékonyabb, mint más területeken. Ezért különösen óvatosnak kell lennie, amikor ezeket a területeket kezeli.

A látható eredmények már 4-6 hét rendszeres mezoterápia után láthatóak. Ha a bőr hámlani kezd, az a megújulás jó jele, segítse a folyamatot gyengéd hámlasztó vagy kíméletes hámlasztó emulzió használatával, hogy eltávolítsa az elhalt réteget.

A henger körülbelül 1 év alatt tompul el, 40 napos intenzív kezelés és ezt követő heti egyszeri használat mellett. Ezt követően ki kell cserélni, mert a kevésbé éles tűkkel csökken a hatása.