

# Használati útmutató

## Elegante 870 kozmetikai elektrokoagulátor

M-870

3



### A folteltávolítás bemutatása

Cél: folteltávolítás

#### Bevezetés az üzemeltetésbe

Bevezetés az üzemeltetésbe	
Tartozékok	Folteltávolító toll
Működési mód	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapcsolja be a főkapcsolót, az intenzitást enyhe üzemmódra állítsa, tesztelje, hogy kap-e áramütést.</li><li>2. Folt vagy anyajegy eltávolítása: helyezze az elektroakupunktúrás tűt apontra, és mozogjon vízszintesen. Látható, hogy az elektroakupunktúrás tű hatására a melanin megfeketedik és eltűnik. A kis és enyhe foltot egyszerre el lehet távolítani, egyébként 2-3 alkalommal kell kezelni.</li><li>3. Az eljárás után ne érintkezzen vízzel. Alkalmazzon gyulladáscsökkentő gyógyszert a sebre.</li></ol>
Felhasználási cél	Chloasma, napégés, szeplők, öregégi foltok, tetoválások stb.

## Biztonsági óvintézkedések

Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat és a működés módját.

- Ha használat közben kellemetlenül érzi magát, vagy bármi szokatlant észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és hagyja abba a használatát.

- Kérjük, ne használja csecsemőkön, és olyan helyen helyezze el, amely a csecsemők számára nem hozzáférhető.

- A terméket a műszaki személyzetünkön kívül senki sem szerelheti szét vagy módosíthatja.

- Használat után mindig húzza ki a dugót.

- Ne tárolja a következő helyeken:

1. Széltől és esőtől nem védett helyek, vagy ahol a víz könnyen felgyülemlik.

2. Tűz közeli és egyéb magas hőmérsékletű helyek

3. Nedves és poros helyek

- Ne rongálja meg és ne alakítsa át a tápkábelt. Ha a tápkábel megsérült, azonnal cserélje ki.

- Használat során tartsa be a készülék előírt feszültségét. Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.

- A termék kezelőpaneljébe kerülő víz áramütést és rövidzárlatot okozhat. Azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon szakemberhez.

- Ha nem használja, először kapcsolja ki a főegységet, majd kapcsolja ki a készüléket. Győződjön meg róla, hogy kihúzta a dugót a konnektorból. Tisztítsa meg a tartozékokat.

- A használat kezdetén ne állítsa túl magasra az intenzitást. Alacsony intenzitással használja.

- Ha a bőr kipirosodik vagy viszket, hagyja abba a használatát, hogy kiderítse az okot.

1. A készülék sérülésének elkerülése érdekében ne üsse meg, és ne hagyja, hogy a padlóra essen.

2. A műszer használatakor a tartozékok nem lehetnek túl közel a szemhez. Terhes nők és szívbetegség nem használhatják a készüléket.