

Használati utasítás

F-702 ultrahangos készülék



Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

1.1 Információk a kézikönyvről

2. A kézbesítés tartalma és felépítése

2.1 A csomag tartalma

2.2 Karbantartás és telepítés

2.3 Műszaki adatok

2.4 Felhasználási cél

2.5 Alkalmazás

2.6 Biztonsági utasítások

3. Hibaelhárítás

3.1 Eltávolítás

1. Bevezetés

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy termékeinket választotta, amikor szépségápolási eszközt vagy berendezés-összetevőket választott.

Csapatunk alaposan ellenőrizte az összes termék minőségét, mielőtt megjelentek volna.

Szeretnénk emlékeztetni Önt, hogy minden termékünkre két év garanciát vállalunk. A számla jótállási igazolásként szolgál.

Ha további információt szeretne, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba csapatunkkal. Azonnal foglalkozni fogunk a kérésével.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül technikai módosításokat hajtson végre a műszereken.

Tisztelettel

1.1 Információk a kézikönyvről

A termék biztonsági eszközökkel van felszerelve. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el ezeket a használati utasításokat, és a terméket csak az abban leírt módon használja. Ezzel megelőzheti a véletlen sérüléseket vagy károkat.

Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

Ha a terméket átadja egy másik felhasználónak, akkor ezt a kézikönyvet a termékkel együtt kell átadnia neki.

Szimbólumok:



Ez a szimbólum a
sérülésveszélyre figyelmeztet



Ez a szimbólum az áramütés
veszélyére figyelmeztet.

A **VESZÉLY** figyelmeztető szó a lehetséges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet. A

FIGYELEM szó lehetséges sérülésre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELMEZTETÉS** szó lehetséges könnyű sérülésekre vagy károokra figyelmeztet.

2. A szállítás tartalma és szerkezete

2.1 A csomag tartalma

Ez az ultrahangkészülék 2 ultrahangfejjel rendelkezik, az egyik a szem körüli vagy nehezen elérhető területekhez, a másik pedig az arc nagyobb területeihez.

Az ultrahangos kezelés aktiválja a sejtek anyagcseréjét, elősegíti a nyirokáramlást és serkenti a vérkeringést. Az ultrahangos kezelés minden bőrtípusra alkalmas, különösen a sérült bőrre, a couperosára, a hegekre, a pigmentfoltokra, a szem alatti táskákra, a pattanásokra és a cellulitiszre.

A csomag tartalma

2	Szondák
1	Tápkábel
1	Főegység

2.2 Karbantartás és telepítés



2.3 Műszaki adatok

Súly	Magasság	Hosszúság	Szélesség	Hz	Watt
1,8 kg	12 cm	30 cm	25 cm	50/60	50



3. A felhasználás célja

3.1 Alkalmazás



Gyermekekre leselkedő veszély
Tartsa a készüléket gyermekektől távol.



Életveszélyes áramütés.

1. Mechanikai funkció

Az ultrahanghullám erősebb energiája miatt nagyobb hatást fejt ki. Amikor a testünkre hat, a test sejtjei stimulálódnak, és egy apró masszázs (mikromasszázs) jön létre, amely kitágítja a sejtek életerét. Ezáltal a citoplazma mozgása, a mitokondriumok forgása és a sejtmag rezgése stimulálja és kitágítja a sejtmembránt. Ezért javíthatja a helyi vér- és nyirokkeringést, növelheti a sejtek közötti áthatolást, valamint javíthatja a test sejtjeinek anyagcseréjét és regenerációját.

Ismeretes, hogy az ultrahanghullám mechanikai funkciója lágyíthatja a testszöveteket, serkenetheti a vérkeringést és az idegrendszert, valamint javíthatja az anyagcserét és a sejtműködést. Ezért az ultrahangos berendezések hatása sokkal nagyobb, mint a hagyományos berendezéseké.

2. Fűtési funkció és termikus funkció

A melegítés az ultrahang egyik fontos terápiás tényezője. Ez egyfajta **belső hő**. Körülbelül 79-80%-át a vér elnyeli és eloszlatja, míg a maradék 18-21% a hőnek a környező szövetekbe hatol. A kozmetikai alkalmazás során a betegek nagyon keveset éreznek.

Minden egyes terápiás módszer különböző intenzitású hőt termel a testszövetekben.

Ha "folyamatos hullámokat" (—) használnak, akkor a rögzített üzemmódban több hő keletkezik, mint a mozgó üzemmódban. Ha "szakaszos hullám" (— — —) használata esetén a hőhatás gyenge lesz. Ha "kevert hullám" (— — —) használatára kerül sor, a hőhatás két állapot között lesz.

Az ultrahang termikus funkciója általánosságban megváltoztathatja az erek működését és az anyagcserét. Felgyorsítja a vérkeringést, csökkenti az idegirritációt és az izomlazítást.

Az ultrahang mechanikai, melegítő és kémiai funkciója lágyabbá teszi a helyi szöveteket. A helyi szövet hőmérséklete megnő, valamint a nyirok kitágul. A sejtek stimulálódnak, a vérkeringés felgyorsul, az anyagcsere javul, az enzimek működése erősödik, és a pH-érték megváltozik. Mindez terápiás funkcióval rendelkező élettani hatást eredményez.

B. Az ultrahang terápia és kozmetikai funkciója

1. A hatóanyagok ultrahanggal történő bevitelének terápiás funkciója

A hatóanyag hozzáadásával az ultrahang hatása elterjed és behatol a szövetekbe, növelve a terápiás hatást. A terápia során az ultrahang intenzitása általában 0,5 és 1,5 W/cm² között van. Állítsa be a kijelző sárga és zöld részét 10-15 percre. A kezelés a következő jellemzőkkel rendelkezik:

2. Az ultrahang kozmetikai funkciója

(1.) A bőr puhítása.

Ha az arc területén lévő hajszálerek és az általános keringés elzáródik, vörös foltok jelennek meg az arcon. Ha a bakteriális fertőzés behatol a bőrön keresztül, akkor a jól ismert "vörös orrot" is okozzák, amelyet hagyományos gyógyszerekkel és közönséges kozmetikumokkal nehéz kezelni. Az ultrahangos impulzus terápia mechanikai, fizikai és kémiai funkciója speciális kenőccsel együtt lágyítja a bőrt, tágítja az ereket, gyorsítja a vérkeringést és elősegíti az anyagcserét. Ezért újra normalizálhatja a rendellenes ereket, és eltávolíthatja a bakteriális fertőzés által okozott "vörös foltot", és elősegítheti a sérült szöveteket és helyreállíthatja azokat.

(2) A hegek eltávolítása az akne kezelés után

Ha az arcon lévő gyulladásos pattanásokat helytelenül kezelik, például nem megfelelő (erős) összenyomással, a hajszálerek megsérülnek, ami vörös foltokhoz vezet a bőrön. A túlságosan agresszív krémek, amelyek túl erősen stimulálják a bőrt, a pigment csökkenését okozhatják, ami elszíneződést hagy a bőrfelületen.

Az ultrahanghullám áthatol a bőrön, enyhíti a vérkeringést, javítja a vérkeringést és a sejtanyagcserét, és fokozatosan eltávolítja a színfoltokat. Az ultrahangos kezelés általában kétnaponta egyszer ajánlott, és a kezelést legfeljebb 10 alkalommal végzik.

3.2 Biztonsági utasítások

A berendezés működtetése gyermekek és csökkent képességű személyek számára veszélyes.

- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akik szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességeik, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket, és ne engedje őket játszania készülékekkel.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a csomagolóanyagtól!

Elektromos veszélyek

- Soha ne merítse a dugót és a tápkábelt vízbe, áramütés következhet be.
- Ne végezzen semmilyen javítást a készüléken. A sérülésveszély elkerülése érdekében a javításokat csak hivatalos szervizközpontban vagy szakképzett személy által végeztesse el.
- A készüléket csak olyan megfelelően beszerelt, védőérintkezőkkel ellátott konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek hálózati feszültsége megfelel a készülék műszaki adatainak.
- Hozza ki a tápkábelt, ha a készüléket nem használja.
- Győződjön meg róla, hogy a dugó jó állapotban van, és közvetlenül a konnektorba van dugva. A konnektor csatlakoztatva van. Ne használjon többszörös elosztót.
- A készülék nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.
- A tápkábelt tartsa távol a forró felületektől, és használat után ne tekerje a készülék köré.
- Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék lyukaiba. - Soha ne használja a készüléket alvás közben.
- Ne használja kültéren és olyan környezetben, ahol spray-ket és hasonló termékeket használnak
- Ne használjon hosszabbítót.

4. Problémamegoldás

4.1 Eltávolítás

Mind a készülék, mind a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült.

Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolást külön módon ártalmatlanítsa. Használja ki a helyi szelektív gyűjtési lehetőségeket a papír, a karton és a könnyű csomagolások esetében.



Az ezzel a szimbólummal jelölt eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Törvényi kötelessége, hogy a használt készülékeket és berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa. Ezeket a hulladékokat ingyenesen elszállíthatja egy gyűjtőhelyre. További információért forduljon az Ön önkormányzatához vagy helyi hatóságához.