

# *Használati utasítás*

## Infrasauna paplan Quirumed DIY110



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A hatékony használat és biztonság érdekében használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra is.

**Forgalmazó:** iM3, s.r.o., Kistejedi u. 515/8, 92901 Dunaszerdahely

**Web:** [www.fabulo.hu](http://www.fabulo.hu)

# Tartalom

A hőterápiás takaró működése	3
Hatások és ellenjavallatok	4
Egyszerű hibák elhárítása	5
Műszaki paraméterek	5
A csomag tartalma	5
Biztonsági figyelmeztetések	6



- |                |                   |                         |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1. alapegység. | 4. menüválasztás  | 5. menüválasztás        |
| 2. paplan      | üzemidő 0-60 perc | 6. menü kijelző         |
| 3. on/off      | hőfok 40-85 °C    | 7. infravörös kimenet A |
|                |                   | 8. infravörös kimenet B |

1. lépés: terítse szét a takarót, csatlakoztassa a takarót az A és B kimenethez két vezetékkel.

2. lépés: A páciens fekdjön a terápiás takaróra.

3. lépés: Nyomja meg a ON/OFF gombot a bekapcsoláshoz.

4. lépés: Állítsa be az időt 0-60 perc között. Ha az idő eléri a 0-t, a készülék automatikusan leáll.

5. lépés: Hőmérséklet beállítása 40-85 °C között. Amikor a fűtés be van kapcsolva, az aktuális hőmérsékletet mutatja. A beállított hőmérséklet elérésekor a fűtés leáll, és fenntartja a hőmérsékletet.

Megjegyzés: A feltüntetett hőmérséklet a fűtési hőmérséklet, nem jelenti azt, hogy ez az emberi test hőmérséklete, ezért vigyázni kell, nehogy a páciens megégesse magát a hőmérséklet beállításakor.

6. lépés: Ha már nem használja a készüléket, kapcsolja ki az ON/OFF gombbal.

7. lépés: Tisztítsa meg a terápiás takarót és tartsa szárazon.

## Hatások és ellenjavallatok

### Hatásai:

- ⊙ Feloldja a zsírt: az infravörös sugarak közvetlenül a zsírra hatnak, és a hőnek köszönhetően segítenek feloldani azt.
- ⊙ Csökkenti a zsírt: az infravörös sugarak segítenek megnyitni a pórusokat és az izzadságon keresztül eltávolítani a zsírt.
- ⊙ Izomlazítás: az infravörös sugarak által termelt hőenergia csökkentheti az izomfeszültséget és ellazíthatja az izmokat.

### Tippek:

1. Dörzsölje be az alkalmazás helyét testsúlycsökkentő krémmel. Jobb hatást érhet el, ha a testet védő filmréteggel borítja használat előtt.
2. Ha a kezelt terület érzékeny, csökkentse a hőmérsékletet, hogy elkerülje az égést.
3. A súlyos keringési problémával küzdő testrészeket nem szabad kezelni ezzel a készülékkel.
4. Az alkalmazás során a kozmetikusnak gondosan meg kell figyelnie az ügyfelek reakcióit, és a túlhevülés elkerülése érdekében meg kell kérdeznie őket az érzéseikről.

### Ellenjavallatok:

A termoterápiás paplant nem használhatják az alábbi személyek:

1. Vérbetegségben szenvedők
2. Magas testhőmérsékletű személyek
3. Szívbeteg
4. Légzőszervi betegségben szenvedők
5. Terhes nők
6. Fertőző betegségben szenvedők
7. Különböző mentális vagy fizikai rendellenességekkel küzdő személyek

## Egyszerű hibák elhárítása

Hiba	Megoldás:
Bekapcsolva, nincs válasz	Ellenőrizze a tápcsatlakozást
	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
Nincs kimenet	Ellenőrizze, hogy az összes tartozék megfelelően csatlakozik-e a készülékhez.
A készülék túlmelegszik	Ha túl hosszú ideig használják, ki kell kapcsolni, és hagyni, hogy lehűljön.
	Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelelő-e vagy sem (szakemberrel kell ellenőriztetni).

## Műszaki paraméterek

Feszültség:  110V     220V     230V     240V

Frekvencia:     50Hz     60Hz

Teljes súly                    6 kg

Teljesítmény:                300W

A csomag mérete (cm) 31 X 21    5 X 16 . 5

## A csomag tartalma

Megnevezés	Egység	Db	Megjegyzés	
Alapegység	szett	1		
Termoterápiás paplan	szett	1		
Tápkábel	db	1		
Útmutató	db	1		

## Biztonsági figyelmeztetések

1. Az eszköz egy professzionális szépségszalonn felszerelés, amely a felesleges sérülések elkerülése és a megfelelő működés biztosításának érdekében professzionális kozmetikus általi üzemeltetést igényel.
2. Ne szerelje szét a készüléket, és ne használja a használati útmutatóban nem ismertetett módon. Minden karbantartási szolgáltatást a cégünk által jóváhagyott szakképzett karbantartó technikusnak kell elvégeznie.
3. Ne telepítse vagy használja a készüléket nedves kézzel vagy vízforrások közelében, hogy elkerülje a folyadékok ráfröccsenését a készülékre.
4. A következő esetekben húzza ki a tápkábelt, és forduljon szervizközponthoz:
  - A. ha a készüléket folyadékkal lefröcskölte vagy ha a készüléket eső vagy víz érte.
  - B. ha a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt vagy rendellenes hangot ad ki.
  - C. ha sérült vagy karcosodott a tápkábel.
  - D. ha a készülék leesett vagy a burkolat megsérült.
5. Ne tegyen semmit a tápkábelekre, és ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a kábelekre ráléphetnek.
6. A használat végén a biztonság kedvéért húzza ki a tápkábeleket.
7. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásába; ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be. Ha valami beleesett a nyílásba, és nem tudja kivenni, húzza ki a tápkábelt, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy cégünkkel.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre, ha leesik, a készülék megsérülhet.
9. A gép élettartamának garantálása érdekében a folyamatos bekapcsolási időköznek több mint egy percnél kell lennie.
10. A tápfeszültségnek meg kell felelnie a címkén feltüntetett specifikációnak, különben a készülék nem vagy rendellenesen működhet, sőt kiéghet.
11. A vállalat jogosult a jelen kézikönyv felülvizsgálatára vagy módosítására..

A vállalat fenntart minden jogot a megadott információk interpretációjára.

### **Figyelmeztetés:**

Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan szakképzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében. Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy utasításokat ad nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy ne játsszanak a készülékkel.