

Intelligens légzőmasszírozó készülék köpölyökkel (kombinált tartály)

Használati utasítás



Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ez a termék nem helyettesíti az orvosi eszközöket és gyógyszereket.

Termékbemutató

Ez a termék intelligens légzőbankot, vörös fényt meleg borogatást, egy kattintással nyomáscsökkentést és légzőbank-fenntartó funkciókat integrál egy készülékbe. Az edény belsejében lévő intelligens nyomásfigyelésnek köszönhetően a vákuum alatti nyomás valós időben szabályozódik, hogy dinamikus légzőbankot érjen el.



Köpölyöző készülék vörös és kék fényterápiával (DS-A56 / SXT-10345-05)



Klasszikus továbbfejlesztés tartállyal ellátott modellel (DS-A55)

Termék paraméterek

Termék	Klasszikus fejlesztés tartálék tartállyal	Vörös és kék fény sugárzó készülék
Modell	DS-A55	DS-A56 (SXT-10345-05)
Termék méretei	145 mm*100 mm*45 mm	145 mm*100 mm*45 mm
Névleges feszültség	3,7 V	3,7 V
Névleges teljesítmény	2,6 W	2,6 W
Szívóerősség	-60-0 kPa	-60-0kpa
Telepteljesítmény szabványok	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008

Használati utasítás

Használat előtti előkészítés

1. A termék használatát előtti figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. A használati feltételeknek nem megfelelő személyek nem használhatják a terméket.
2. A bőr tisztításához és hidratálásához nedves törülközőt vagy spray-t ajánlunk a kényelmesebb használat érdekében.
3. Húzza meg és szerelje be a tartály átlátós testét (a készülék használatát előtt és után törölje le nedves ruhával stb.).
4. Ellenőrizze, hogy a készülék teljes és sértetlen.



Vezezőlap

Be-/kikapcsoló/módváltás gomb

1. A gombot 1,5 másodpercig lenyomva tartva bekapcsolja a készüléket, és az LCD kijelzőn megjelenik egy 20 perces visszaszámítás. A alsó piros fény kigyullad, és a akkumulátor jelzőfény is kigyullad (ez a készülék 20 perces időtöltéssel rendelkezik, és 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol).
2. Az LCD képernyőt és az alsó piros fényt 1,5 másodpercig lenyomva tartva kapcsolhatja ki.

3. Bekapcsolt állapotban rövid gombnyomással válthat a módok között. A készülék két üzemmóddal rendelkezik

mely alulnyomódás üzemmód (a kijelzőn - jelenik meg) és nyugtató légzés üzemmód (a kijelzőn - jelenik meg).

4. Az alapértelmezett mély alulnyomás mód be van kapcsolva, és az alulnyomás mód és a piros fény automatikusan bekapcsol.

Szívóerő-gomb

1. Bekapcsolás után az alapértelmezett erősség 3. fokozat.
2. Rövid gombnyomással beállíthatja a szívóteljesítmény intenzitását és a 0-12-0 ciklusú üzemmódot.
3. Minden rövid megnyomás egy fokozattal emeli az intenzitást, és az LCD kijelzőn megjelenik a megfelelő fokozat. Egy másodperc múlva a visszaszámítás újra megjelenik.
4. Amikor az intenzitás eléri a legmagasabb fokozatot, egy újabb rövid gombnyomással visszatérhet a 0 fokozatra, és kikapcsolja az alulnyomás funkciót.
5. Első használatkor ajánlott az első fokozattal kezdeni, vagy addig használni, amíg a bőr alkalmazkodik.

Vörös fény gomb

1. A gomb rövid megnyomással be- vagy kikapcsolhatja a vörös fényt.
2. Ha ez a funkció be van kapcsolva, alapértelmezés szerint engedélyezett. A kijelzőn 1 jelenik meg, és az alsó piros fény világít.
3. A gomb rövid ismételt megnyomásával a piros fény kialszik, a kijelzőn 0 jelenik meg, és az alsó piros fény kialszik.

Egygombos szűnet/ki gomb

1. Használat közben ez a gomb a munka felfüggesztésére vagy a nyomás csökkentésére és a tartály eltávolítására használható.
2. Egy rövid gombnyomással leállíthatja a készüléket és készenléti üzemmódba kapcsolhatja. Ismételt rövid gombnyomással leállíthatja az adszorpció funkciókat a tartályokban és engedheti le a nyomást, ami megkönnyíti a tartály eltávolítást.
3. A nyomás felszabadítása után nyomja meg újra röviden, hogy a készülék visszatérjen alulnyomás állapotba.

Megjegyzés: 1. Ha ezt a készüléket folyékony perifériás termékekkel, például illóolajokkal használja, ügyeljen arra, hogy az illóolajok egyenletesen kerüljenek a bőr felületére, és győződjön meg arról, hogy nincsenek látható folyékony részecskék. Ezután helyezze a készüléket a kívánt helyre.

2. Ez a készülék gondosan tervezett szűrőberendezéssel rendelkezik, amely a termék használatát során kiszűri a legtöbb szennyeződést, hogy megővje a belső tisztaságot és meghosszabbítsa a termék élettartamát. Rendszeresen ellenőrizze és cserélje ki a szűrőváltót a személyes használat gyakorisága alapján.

Csavarja le az átlátós tartályt

A mellékelt szűrőváltó cseréje után helyezze vissza és szerelje fel a átlátós tartályt.



Figyelem: A megfelelő tartály használata esetén a nyomáscsökkentés nem érhető el a gazdagépben található szűnet/ki gombbal. Ehelyett a megfelelő tartályon található biztonsági szelepet kell felfelé húzni a nyomás csökkentése érdekében.

1. A főtartály működési lépései

1. Vegye ki a masszírozó készüléket, ellenőrizze és törölje le teljesen. Válassza ki az akupunktúrási pontokat és tisztítsa meg a bőrt a masszázsi igényeinek megfelelően. Válasszon kényelmes testhelyzetet (ülve, hátán, oldalt vagy hason fekvő).
2. Nyomja meg a bekapcsoló/mód gombot 1,5 másodpercig, kapcsolja be a készüléket, és a szívóteljesítmény beállítás gombbal válassza ki a megfelelő fokozatot.
3. Ha vörös fényre van szüksége, az a vörös fény gombbal állíthatja be.
4. A masszázsi befejezése után használja a szűnet/ki gombot a nyomás enyhítéséhez, vegye ki a masszírozó eszközt, és a bekapcsoló/mód gombot hosszan lenyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.
2. **Eljárás a klasszikus továbbfejlesztett változat tartályához és a megfelelő tartályhoz**
1. Vegye ki a masszírozó eszközt, ellenőrizze és törölje le teljesen. Válassza ki a masszázshoz szükséges akupunktúrási pontokat és tisztítsa meg a bőrt. Válasszon kényelmes testhelyzetet (ülve, hátán fekvő, oldalt fekvő vagy hason fekvő).
2. Csavarja be a konverziós tartályt a gazdagépbe, majd helyezze a megfelelő tartály közepét a konverziós tartályba úgy, hogy a tartály teste és a konverziós tartály összeilleszkedjenek a gazdagépben (az 1. ábra szerint).
3. Nyomja meg a bekapcsológombot 1,5 másodpercig, kapcsolja be a készüléket, és a szívóerő-gomb segítségével állítsa a készüléket 12-es állásba (az LCD-kijelzőn 12 jelenik meg).
4. Igazítsa a masszírozó készülék közepét a kiválasztott masszázsi akupunktúrási pontra, nyomja meg finoman, nyomja meg röviden a bekapcsoló/mód gombot a mély vákuum mód kiválasztásához, szíja be a bőrt 10 másodpercig, és amikor feszültséget érez a bőrön, húzza a készüléket egyenesen felfelé (a 2. ábrán látható módon), hogy elválassza őket, és a készülék teste a test felületén maradjon.
5. A masszázsi befejezése után húzza meg a bank testén található túlnyomás-szelepet, hogy eltávolítsa azt (a 3. ábra szerint), majd a bekapcsoló/mód gomb hosszú lenyomásával kapcsolja ki a készüléket.
3. **A vörös és kék fény sugárzásának műveleti a megfelelő bank fenntartása érdekében bank felhasználatára**
1. Válassza ki a masszírozó készüléket, ellenőrizze és törölje le teljesen. Válassza ki az akupunktúrási pontokat és tisztítsa meg a bőrt a masszázsi igényeinek megfelelően. Válasszon kényelmes testhelyzetet (ülve, hátán fekvő, oldalt fekvő vagy hason fekvő).
2. Csavarja be a konverziós tartályt a gazdagépbe, majd helyezze a megfelelő tartály közepét a konverziós tartályba úgy, hogy a tartály teste és a konverziós tartály összeilleszkedjenek a gazdagépben (a 4. ábra szerint).
3. Nyomja meg a bekapcsológombot 1,5 másodpercig, kapcsolja be a készüléket, és a szívóteljesítmény-gomb segítségével állítsa a készüléket 12-es állásba (az LCD-kijelzőn 12 jelenik meg).
4. Igazítsa a masszírozó készülék közepét a kiválasztott masszázsi akupunktúrási pontra, nyomja meg finoman, nyomja meg röviden a bekapcsoló/mód gombot, hogy kiválassza a mély vákuum módot, szíja be a bőrt 10 másodpercig, és amikor feszültséget érez a bőrön, húzza a készüléket egyenesen felfelé (az 5. ábrán látható módon), hogy elválassza őket, és a készülék teste a test felületén maradjon.
5. A vörös és kék fénykapcsoló gombok rövid megnyomásával bekapcsolhatja a vörös és kék fény sugárzási funkciót, amely vörös fény, kék fény, vörös és kék fény sugárzással működik, valamint kikapcsolhatja a sugárzási ciklust.
9. A masszázsi befejezése után húzza meg a tartályon található túlnyomás-szelepet, hogy eltávolítsa azt (a 6. ábra szerint), majd a bekapcsoló/mód gomb hosszú lenyomásával kapcsolja ki a készüléket.
10. A szűrőváltó cseréje a megfelelő tartályban ugyanúgy történik, mint a gazdagépben (a 7. ábra szerint).



Töltési utasítások

1. Csatlakoztassa a C típusú töltő kábelt az adapter aljzatához, majd a másik végét a termék töltőcsatlakozójához, hogy elinduljon az elektromos töltés. Az adapter típusa: 5V=2A.
2. Töltés közben tartsa szárazon és tisztán a C típusú töltőport. A töltési idő a környezeti feltételektől függően kissé eltérhet, a tényleges idő a mérvadó. Ne haladja meg a 6 óra töltési időt.
3. A gazdagép töltése közben a akkumulátor jelzőfény világít, majd a teljes feltöltés után kialszik.
4. A piros jelzőfény mindig világít, amikor a piros és kék tartályok kombinációja töltődik, és teljesen feltöltődés után kialszik. 5. A termék töltődik, és nem lehet bekapcsolni a használatra.

Biztonsági óvintézkedések

⚠ Vesztélyes (Kapcsolódó tartalom, hogy a helytelen kezelés súlyos sérüléseket okozhat)

- ▶ Ne használja egyszerre a következő elektronikus egészségügyi eszközöket, mert az alábbiakat okozhatja

A készülék meghibásodása vagy sérülése életvesztélyes lehet!

1. Beültethető orvosi elektronikus eszközök, mint például a szívritmus-szabályozó;
2. Mesterséges szív és tüdő, valamint egyéb életmentő elektronikus orvostechnikai eszközök;
3. Orvosi elektronikus eszközök, mint például elektrokardiográfok;
4. Egyéb implantált orvosi eszközökkel rendelkező betegek.

- ▶ A balesetek és kellemetlenségek elkerülése érdekében kerülje a készülék használatát a következő helyzetekben.

1. Terhes nők, menstruációban lévő nők, epidermis károsodásban szenvedő betegek, testén varikózisban szenvedő betegek és gyógyszerrel szedő betegek.
2. Tilos fertőző betegségekben szenvedő, érzékeny bőrű, műtéten átesett, magas lázzal vagy súlyos betegséggel küzdő betegek számára.
3. Használati tilos bármilyen erősen allergiás bőrön, duzzanatok, fekélyek, kelések, karbunkulák és megmagyarázhatatlan dudorok jelenléte esetén, valamint akut gyulladásos, fájdalmas sebekben és traumás töréseknél, amelyek nem gyógyultak meg, tilos. Hegyek, rosszindulatú daganatok, helyi visszerek, nagy erek a test felületén és helyi bőr, amelynek rugalmassága gyenge – használata szintén tilos.
4. Szívbetegségekben, agyi idegbetegségekben és magas vérnyomás esetén.
5. Súlyos neurotikus állapot, görcsök, izomgörcsök és mániás nyugtalanság.

6. Vércsére hajlamos betegségek, mint például thrombocytopenia, leukémia, hemofília, allergiás purpura és egyéb vérzési rendellenességek.
7. A szív közelében, az arcvonásokon, az intim testrészekben vagy a test felszínén található nagy erek közelében.
8. Bőrérzékenységi zavarokkal vagy bőrrendellenességekkel rendelkező betegek.
9. Betegek, akik orvosi kezelés alatt állnak, vagy fizikai rendellenességet éreznek.
10. Túlítottan fáradt, ittas vagy éjszakába nyúlóan ébren maradó személyek (szintén tilos 2 órával étkezés előtt és után).
11. Bőrallergiás betegek, akik fémekre és vörös fényre allergiásak.
12. A termék fűthető felülettel rendelkezik, hőérzékeny, gyermekek számára nem alkalmas, akik nem tudják szabadon kifejezni kívánságait vagy nem tudnak magukról gondoskodni.

⚠ **Figyelem** (Kapcsolódó tartalom, hogy a helytelen kezelés súlyos sérüléseket okozhat)

1. Kérjük, használja a terméket a használati utasításnak megfelelően.
2. A termék használatát során a testnek átlátásznak kell lennie, hogy ne érintkezzen sebekkel és heggekkel.
3. A termék ugyanazon részének hosszú távú használata alacsony hőmérséklettel okozhat égési sérüléseket vagy bőrirritációt. Kérjük, figyeljen a használatra és a használat módjára.
4. Ha a használat során vagy után nem érzi jól magát, azonnal hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.
5. A használatot csak egy felhasználó számára ajánljuk. Több felhasználó esetén használat előtt kapcsolja ki és tisztítsa meg a átlátós tartályt.
6. Ne használjon pedet vagy sérült átlátós edényeket.
7. A termék használatát után bőrpiros vagy vérómlenik jelentkezhet, ami normális jelenség és általában 2 napon belül magától elmúlik (az egyéni bőrtípustól függően).
8. Ha a termék hosszabb ideig működik, a felülete felmelegszik, ami normális jelenség.
9. Ha rendellenességet észlel, azonnal távolítsa el.
10. Ne használja ezt a terméket vezetés közben.
11. A USB-töltőkábel csatlakoztatásához vagy leválasztásához ne használjon nedves kezeket, hogy elkerülje az áramütést vagy balesetet.
12. Ez a termék lítiumelemeket tartalmaz. Ne bontsa szét, ne módosítsa, ne merítse vízbe és ne dobja tűzbe, hogy elkerülje a termék károsodását és robbanást.
13. Ha használat után a bőr felszínén táglalt erek jelennek meg, furdás előtt 45 perc pihenőt ajánlunk.
14. Ez a termék nem helyettesítheti az orvosi eszközöket vagy gyógyszereket.
15. Azok, akik először használják, válasszanak kis bankokat, hogy csökkenték az irritációt.

Tisztítás és karbantartás

Kövessen az ápolási és karbantartási módszerek, hogy meghosszabbítsa a készülék élettartamát:

1. A készülék tisztításához száraz, nem szőtt ruhát használjon. Ne használjon oldószereket, például savas tisztítószereket, alkoholt, higítószereket, benzint, körömlakkoldókat stb.
2. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket, mielőtt meg tisztítaná (nedves ruhával).
3. A terméket biztonságos, száraz helyen tárolja.
4. Ne használja a terméket maradék nedvesség esetén.
5. A tisztításhoz ne használjon kemény keféket vagy rozsdamentes pofyot, hogy ne sérüljön a felület.
6. A készülék töltéséhez ne használjon olyan folyadékokat, mint például víz, amelyeket közvetlenül belegezhet.
7. Ha a termék hosszabb ideig nem használja, rendszeresen töltse fel, hogy biztosítsa a normális működést.

Ne használja és ne tárolja a terméket a következő helyeken:

Rögzítésnek és ütésnek kitélt helyek, Közvetlen napfénynek kitélt helyek, Meleg és nedves helyek, Vízrel érintkező helyek, Erős elektromágneses mező, Tűzjelzők közelében, Gyermkek számára hozzáférhető helyek stb.

Hibák elemzése és hibaelhárítás

Hibaelhárítás	Hiba diagnosztizálása és elhárítása
Nem lehet bekapcsolni	1. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1,5 másodpercig hosszabb ideig. 2. Töltse fel a készüléket, és próbálja meg újra.
Nem lehet tölteni	1. Cserélje ki az adaptert egy soros aljzattal, és próbálja meg újra. 2. Húzza ki és helyezze vissza a töltőfejet, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve. 3. Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy törmelék a töltőfejen és a töltőporton, és ha van, tisztítsa meg. 4. Cserélje ki az adaptert vagy a töltő kábelt.
Gyenge szívóerő	1. Távolítsa el a átlátós tartályt, és helyezze vissza a helyére. 2. Ellenőrizze, hogy a szívó- és kipufogónyílások nincsenek-e eldugulva. 3. Ellenőrizze, hogy nem kell-e cserélni a szűrőváltót.

⚠ Ha a probléma nem oldható meg, ne szerelje szét a készüléket engedély nélkül.

Jó tanács:

1. Az első használatkor figyeljen a fokozatos beállításra, hogy megtalálja a számára megfelelő üzemmódot és intenzitást.
2. Mély vákuum módban, ha a szívóerő elér egy bizonyos szintet, időben nyomja meg a kioldó és szűnet gombot a működés leállításához, vagy engedje fel a nyomást a bőr kellemetlen érzésének elkerülése érdekében.