



NEOX Flex

Használati útmutató



LED FÉNYTERÁPIA

Műszaki adatok

LED teljesítmény	54 W
Fogyasztás	24 W
Méretek	Ø120 × 120 mm
Tápfeszültség	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Sugárzási szög	60°
Ház anyaga	alumínium

Teljesen csendes működés

Szabványos E27/E26 foglalathoz

9 LED 660 nm - vörös fény

9 LED 850 nm - közeli infravörös fény (halványan világít, ez normális)

A csomag tartalma:

LED izzó

Izzótartó

Védőszemüveg

Használati útmutató



Hogyan működik?

•Vörös fény 660 nm

1. A bőr felszíni rétegeiben való elnyelődésre optimalizálva
2. Támogatja a bőr természetes megújulását
3. Hozzájárul a bőr jobb állapotához és frissebb megjelenéséhez

•Közei infravörös fény 850 nm

1. Mélyebben hatol az izmokba és a szövetekbe
2. Hozzájárul az ellazulás érzéséhez
3. Támogatja az izmok regenerálódását

Hogyan szerelje fel?

1. Csavarja be az izzót a foglalatba.
2. Behelyezés után húzza meg a foglalat két oldalán lévő csavarokat, hogy az izzó ne mozogjon.
3. Figyelem: a foglalat 360°-ban elforgatható és 120°-ban fel-le dönthető.
4. Irányítsa a fényt a kezelni kívánt területre.
5. Kapcsolja be a lámpát és élvezze a kellemes, meleg fényt.

Használati tippek:

- 1) Távolság: 15 - 50 cm távolságból alkalmazza (ahogy kellemes)
 - 2) Alkalmazás hossza: 5 - 30 perc a távolságtól függően.
- *Nem javasoljuk a 30 percnél hosszabb folyamatos használatot.

Az izzó házának hőmérséklete működés közben:

Működési idő	Az izzó házának hőmérséklete	Megjegyzés
10 perc	42 °C	Környezeti hőmérséklet: 25 °C
20 perc	49 °C	
30 perc	51 °C	

*Működés közben ne érintse meg az izzót. Égési sérülés veszélye!

FIGYELMEZTETÉS

- Az izzó kizárólag beltéri használatra készült és nem vízálló.
- A közeli infravörös fény az emberi szem számára szinte láthatatlan, ezért bekapcsoláskor csak a diódák fele világít erősen. Ez normális állapot.
- Működés közben és röviddel kikapcsolás után ne érintse meg az izzó felületét – égési sérülés veszélye.
- Ne nézzen közvetlenül a fénybe, és mindig viselje a mellékelt védőszemüveget.
- Ha a használat kellemetlen, hagyja abba az izzó használatát és forduljon orvoshoz.
- Ez egy kozmetikai és wellness készülék, nem orvostechnikai eszköz. Nem helyettesíti az orvosi ellátást.



Importőr: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 92901, Szlovákia, www.fabulo.hu

