

Mitesszereltávolító



Termékinformáció

Ez a többfunkciós mitesszereltávolító eszköz nem invazív, negatív nyomású vákuumtechnológiát használ. 3 különböző szívási móddal tervezték 3 különböző bőrtípushoz, mélyen felszívja a mitesszereket, a felesleges olajat, a pattanásokat és a bőrön lévő szennyeződéseket. A különböző felhasználási igények kielégítésére 6 különböző fejjel rendelkezik. Minden irányban tisztítja és gyengéden megemeli a bőrt, így összehúzza a pórusokat, javítja a bőrolaj kiválasztását, növeli a bőr rugalmasságát, tisztábbá és simábbá teszi a bőrt.

Tulajdonságok:

- 1.3 féle szívómód:** A különböző bőrtípusoknak megfelelően, megfelelően kialakított szívási módok a száraz, a zsíros és a vegyes bőr számára.
- 2. 6 szívófej:** A mitesszerek eltávolításának, a pórustisztításnak és a mikrodermabrázióknak a különböző igényeinek kielégítésére 6 különböző funkciójú fejjel rendelkezik.
- 3. Nagy felbontású LED kijelző:** A humanizált, nagy felbontású LED-kijelző azonnal mutatja a termék működési állapotát, segítve a termék egyszerű használatát.
- 4. Nagy kapacitású polimer akkumulátorok:** Nagy kapacitású, 380 mA-es polimer akkumulátorokkal és USB töltőkábellel felszerelt. Működési idő teljes feltöltéssel 90 perc.
- 5. Alacsony zajszint:** A maximális szívószint legfeljebb 30 decibellel haladja meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által ajánlott alvási szabványt.

Minden bőrtípusra alkalmas



Cserélhető fejek*6



Ovális fej

A ráncok csökkentésére és a bőr rugalmasságának növelésére



Kerek mini fej

Érzékeny és kevésbé mitesszeres bőrre alkalmas



Kerek fej

Minden bőrtípushoz alkalmas



Kis kerek fej

Érzékeny bőrre és gyenge bőrfelületekre



Közepes kerek fej

Zsíros bőrre, mitesszereket és pattanások ellen



Nagy kerek fej

A mitesszerek kiszívására és a bőr megemelésére szolgál.

Használati útmutató

- 1. Töltés:** Használat előtt 6 órán keresztül töltsse fel a készüléket. (a piros fény a töltést jelzi, a zöld fény a teljes feltöltöttséget)
- 2. Tisztítás:** Győződjön meg róla, mielőtt ezt a mitesszereltávolítót használná, hogy a bőr tiszta és száraz legyen.
- 3. Használat előtt:** Használjon forró törölközőt, és helyezze az arcára 3-5 percre, hogy megnyissa a bőr pórusait. Használhat arcgőzölőt vagy mitesszereltávolítót is közvetlenül fürdés után.
- 4. Használat:** Bőrtípusától függően válassza ki a megfelelő szondát, és helyezze fel. Nyomja meg a bekapcsológombot, és válassza ki a szívóteljesítmény szintjét (olajos/normális/száraz). 1-2 másodpercig alkalmazza seprő mozdulatokkal.
- 5. Használat után:** Használat után azonnal mossa le arcát hideg vízzel. Arcmosás után tegyen hideg borogatást az arcára, vagy törölje át az arcát egy jégkockával, hogy összehúzza a pórusokat.
- 6. Tisztítsa meg a szondát:** Minden használat után megfelelően tisztítsa meg a szondát, hogy fertőtlenítsse, és megakadályozza a szűrő eltömődését. A szonda legfeljebb 70%-os alkohollal tisztítható, vagy szappannal és nedves ruhával mosható.

Kérjük, vegye figyelembe:

* Ez a termék nem alkalmas vékony, érzékeny vagy kitágult bőrvénák esetén, az első használat előtt tesztelje az alkaron. Ha allergiás vagy érzékeny a vákuumtechnológiára, ne használja azt.

A termék használatakor a szívófejet körkörös vagy lineáris irányban lassan mozgassa a bőrön, ügyelve arra, hogy minden bőrfelületen legfeljebb 2 másodpercig maradjon. Ellenkező esetben megsérülhet a bőr, amely lilássá válik (különösen az érzékeny bőr), mivel a szívóerő erős.

Gyakran ismételt kérdések

1. kérdés: Használhatom a készüléket töltés közben?

Válasz: Nem, kérjük, ne használja a készüléket töltés közben. Ez biztonsági óvintézkedés.

2. kérdés: Miért érzem úgy, mintha az arcom megégett vagy szél által fújt lenne?

Válasz: Ez az eszköz bőrpírt és olyan érzést okozhat, mintha a szél korbácsolná, de ez néhány perc múlva elmúlik. Ne aggódjon, ez egy normál jelenség. Mossa meg az arcát hideg vízzel, majd vigyen fel esszenciát és hidratáló krémet. Áttörölheti arcát egy jégkockával is, hogy bezárja a pórusokat és megnyugtassa a bőrt.

Ha véraláfutást vagy hosszan tartó bőrpírt tapasztal, akkor ez azért van, mert túl sokáig tartja a vákuumszondát egy helyen, ellenőrizze a helyes eljárást, és ne hagyja a szondát 2 másodpercnél tovább egy helyen a bőr egyes területein.

3. kérdés: Használhatom a készüléket, ha nedves a bőröm?

Válasz: Kérjük, ne használja a készüléket nedves bőrön. Mivel a nedves bőr nem képez vákuumos környezetet a mitesszereltávolítóval, ez befolyásolja a végső hatást. Továbbá, minden elektromos berendezést száraz környezetben ajánlott használni..

4. kérdés: Használhatom együtt a készüléket és a mitesszereltávolító gélt, valamint a eszközkészletet?

Válasz: Igen, a termék használata előtt 5 percig használjon forró gőzölt vagy forró törölközőt, illetve mitesszereltávolító krémet/gélt a bőrön, hogy a pórusok teljesen kinyíljanak. Néhány nehezen eltávolítható mitesszer esetében javasoljuk, hogy a legjobb eredmény érdekében használjon mitesszereltávolító krémet/zselét egy eszközkészlettel együtt.

Termékparaméterek

Terméknév	Mitesszereltávolító	Üzemi feszültség	5V
Szívás intenzitása	5-62 KPa	Töltőfeszültség	5V
Üzemidő (teljesen feltöltve)	Üzemidő (teljesen feltöltve)	Teljesítmény	2,5W.
Tanúsítvány	CE & ROHS	Névleges feszültség	3,7V
Akkumulátor-típus	Polimer akkumulátor	Akku kapacitás	380 mA

Tartozékok a csomagban

1



Mitesszereltávolító

2



Szívófejek*6

3



USB Kábel

4



Felhasználói kézikönyv

