


70,00 mm

Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az utasításokat.



A professzionális sötétfolt eltávolító a legújabb technológiát alkalmazva segít hatékonyan és azonnal eltávolítani a bőrmírmákat, sötét foltokat, szepőket, anyaggyeget, szemölcsöket stb. Könnyen és biztonságosan használható. Ezzel a kozmetikai eszközzel javítja bőrét és megváltoztatja életét!

Xpreen Elektrokoagulátor

90,00 mm

Csomag tartalma


- 1 * Mióma eltávolító
- 10* Vékony tű
- 1 * USB kábel
- 1 * Felhasználói kézikönyv
- 3 * Vastag tű (beleértve a kiegészítő tűvédőt is)

Műszaki adatok


Anyag	ABS + Acél tű	Bemeneti áram	5 V/1 A
Akku kapacitása	800mAh 3.7V	Kimeneti teljesítmény	MAXSW
Termék mérete	182* 26* 26mm	Termék súlya	75g
Csomagolás mérete	200* 96* 36mm	Csomagolás súlya	200g

Tulajdonság

- A német gyártástechnológia 6. generációja
- Mikroszámítógép vezérlés és túltöltés elleni védelem, biztonságos használat
- 10 állítható szint a különböző igényeknek megfelelően
- LCD kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és állapotát
- A pontfény megkönnyíti a sötét helyeken végzett munkát
- 10 cserélhető vékony tű és 3 vastag tű, robusztus és tartós
- Az akkumulátor ikon villogni kezd, ha az akkumulátor lemerül



- 1 Szúrja be a vastag tűt közvetlenül a toll hegyébe.



- 2 Először szúrja be a vékony tűt a tűvédőbe, majd fűzze be a tűvédőt a toll hegyébe.

Alkalmazási módszerek

1. Szerelje össze a tűt: fertőtlenítse a tűt és a bőrt alkohollal. Csavarja be a vastag tűt a hegy lyukába az óramutató járásával megegyező irányban. Vagy szúrjon be egy vékony tűt a tűvédőbe, és csavarja be a tűvédőt a hegy lyukába az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Be-/kikapcsolás: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz. Az LCD-képernyőn megjelenik az akkumulátor töltésjelzője és töltöttségi szintje. Ha 10 percig nem csinál semmit, automatikusan kikapcsol.
3. Sebességváltás: nyomja meg egy másodpercig a bekapcsológombot a fokozat 1-10 közötti váltásához a megfelelő fokozat kiválasztásához. Tartsa erősen a tollat, amíg nyomja az OUT gombot, amely kiláglyítja a zöld jelzőfényt. Finoman karcolja meg oda-vissza a pórusokat vagy a bőrt. A tű nem maradhat túl sokáig egy helyben, és ha marad, akkor két perc után automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
4. LED lámpa: a toll bekapcsolt állapotában a bekapcsológomb gyors dupla kattintásával felkapcsolja a lámpát, és ismét dupla kattintással kikapcsolhatja.

Töltési módok

1. Az USB-kábel és a toll csatlakoztatásához használja az 5V/1A adaptert. A zöld jelzőfény villog.
2. A zöld fény a teljes töltést jelzi (kb. 2 óra).

Kérjük, ne használja a készüléket töltés közben. Ezenkívül a túltöltés és vagy az akkumulátor telje sen lemerült töltése lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

Szinhasználát (csak referenciaként)

Szint	Tűtípus	Használat
1-2	Vékony	Tyúkszem
3-4	Vékony	Kis anyajegyek
	Vastag	Kis helyek
5-6	Vékony	Kis és közepes méretű anyajegyek
	Vastag	Kis és közepes méretű helyek
7-8	Vékony	Mungo bab méretű anyajegyek
	Vastag	Mungo bab méretű foltok és plakkok
9-10	Vékony	Nagy méretű anyajegyek
	Vastag	Nagy foltok, plakkok stb.

Figyelem: A felhasználóknak az 1. szinttől kell kezdeniük a használatát, és a használat eredményeinek megfelelően más szinteket kell választaniuk.

Megjegyzések

1. Mielőtt a készüléket a bőrön használná, gyakoroljon állati bőrön, amíg szakszerűen nem tudja kezelni.
2. A kezelés előtt meg kell fontolnia részleges érzéstelenítés alkalmazását a fájdalomtűrő képességének és a kezelt területnek megfelelően. A kezelés során nem kell agódnia az égetett szag miatt.
3. Ne kaparja és ne tisztítsa meg a kezelt területet erős lúgos folyadékkal. A gyógyulási időszak alatt (1-3 hónap) ne egyen fűszeres ételeket, kövessen egészséges életmódot.
4. Ne kezeljen nagy területet (max. 2-3 cm) egy kezelési ciklusban, mert a nagy seb növeli a fertőzés és a vérzés kockázatát. Javasolt 4-5 kezelési ciklusra osztani.
5. A seb gyógyulásakor viselkedést érezhet. Kérjük, ne karcolja meg a varasodást, 20-30 napon belül magától leválk.
6. A készülék működése közben ajánlott kesztyűt viselni.
7. Használat után időben távolítsa el a tűt, majd tisztítás és fertőtlenítés után tárolja száraz helyen.
8. Mosás közben ne merítse vízbe a készüléket.
9. Kérjük, ne használja a készüléket töltés közben. Javasoljuk, hogy háromhavonta töltsen fel az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják.
10. Tartsa távol a készüléket gyermekektől, háziállatoktól és nem együttműködő személyektől.
11. Idősek, gyermekek, várandós nők, bizonyos szívbetegségekben szenvedők és jedségre hajlamos személyek kezelése során legyen nagyon óvatos. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba szakértővel.

Praktikus tanácsok

Sötét foltok eltávolítása: jól látható, hogy a melanin felülete elszenesedik, miután az akuszektor finoman megérinti a helyet, és előre-hátra mozog. Ezután törölje le a helyet egy vatta tamponnal. Ha a folt világos és kicsi, elegendő egy egyszeri kezelés. A foltok méretétől függően annyiszor mozoghat ide-oda, ahányszor szükséges. Fokozottan ügyeljen a művelési folyamatra, a gyakorlott személynél mozdulatlanul kell maradnia, a kezelőnek pedig erősen, mozdulat nélkül kell tartania a tollat, hogy ne égen meg és ne maradjon heg.

Anyajegyek eltávolítása: az anyajegyek eltávolításakor nagyon fontos meghatározni azok méretét és mélységét. Egyes anyajegyek a bőr felszínén nőnek, de vannak, amelyek mélyen a bőr alatti szövetben. Javasoljuk, hogy az anyajegyeket kis négyzetekben távolítsuk el, nem pedig az anyajegy teljes felületét egyszerre. A bőrritáció elkerülése érdekében a gyulladás elkerülése mellett célszerű az orvos javaslata szerint 2-3 nappal a sebgyógyulás előtt bekenni valamilyen sejt növekedést serkentő vagy tápláló krémmel.

Tyúkszem eltávolítása: finoman érintse meg a tyúkszem gyökerét az akuszektorral, hogy a szétválasztott tyúkszem gyökerét lézerrel égesse meg. A tyúkszem körülbelül egy hét múlva automatikusan leesik. A mélyen lévő tyúkszem eltávolítása több alkalomra osztható. Ezenkívül a gyulladás elkerülése érdekében 2-3 nappal a sebgyógyulás előtt érdemes tápláló krémeket alkalmazni, amelyek elősegítik a sejtek növekedését, hogy elkerüljék a bőrritációt.

Szarkómák eltávolítása: finoman érintse meg a szarkóma gyökerét az akuszektorral, hogy megégesse a lézerrel. A szarkóma kb. egy hét múlva automatikusan leesik. A mélyen lévő szarkómák kezelése több részre osztható. A bőrritáció elkerülése érdekében célszerű az orvos javaslata alapján 2-3 nappal a sebgyógyulás előtt bekenni a területet sejt növekedést serkentő gyógyszerrel vagy tápláló krémmel.

Tetoválás eltávolítása: jobb vastag tűket használni, mert a tetoválási területek általában nagyobbak. Amellett, hogy több időbe is kerül, a tetoválás eltávolításának módja szinte megegyezik a sötét foltok eltávolításának módszerével. A nagyobb (3 cm-nél nagyobb) tetoválások eltávolítását több részre kell osztani. Ne vegesse el egyszerre az eltávolítást, különben bakteriális fertőzést és katasztrofális következményeket okozhat. A felhasználóknak nagyon óvatossá kell lenniük. Ha súlyos gyulladás lép fel, a lehető leghamarabb menjen kórházba.

90*70 mm