

Figyelmeztetés

1. Ha a készüléket át szeretné helyezni, óvatosan emelje fel és óvatosan tegye le; meghibásodás esetén kérjük, ne üssön rá erősen, hogy elkerülje az ütés okozta meghibásodást.
2. Ha a készüléket át szeretné helyezni, a rezgések és ütések elkerülése érdekében vízszintesen kell tartani.
3. Ne támaszkodjon a készülékre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, hogy elkerülje a készülékház deformálódását, sérülését vagy meghibásodását.
4. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak.
5. Ezt a készüléket nem szabad a fürdőszobában használni.
6. A villámcsapás okozta baleset elkerülése érdekében villámláskor kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
7. A műszer testébe nem szabad folyadékot fecskendezni, hogy elkerülhető legyen a műszer rövidzárlat miatti károsodása.
8. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, ki kell húzni a hálózati dugót a konnektorból.

Műszaki adatok

1. Üzemi feszültség: AC 220V--AC 240V
2. A készülék maximális teljesítményfelvétele: 20W
3. Csomag mérete: 27*14*27 (H*Sz*M) cm

Felhasználói kézikönyv a mikroszámítógép-vezérelt kozmetikai mikrodermabráziós készülékhez



Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használat előtt olvassa át ezt a kézikönyvet, hogy biztosítsa a készülék maximális teljesítményét és biztonságát a használat során. Kérjük, a készüléket megfelelő módon tárolja.

Funkció

1. Ha a készüléket át szeretné helyezni, óvatosan emelje fel és óvatosan tegye le; meghibásodás esetén kérjük, ne üssön rá erősen, hogy elkerülje az ütés okozta meghibásodást.
2. Ha a készüléket át szeretné helyezni, a rezgések és ütések elkerülése érdekében vízszintesen kell tartani.
3. Ne támaszkodjon a készülékre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, hogy elkerülje a készülékház deformálódását, sérülését vagy meghibásodását.
4. A tápegységnek meg kell felelnie a típustáblán szereplő előírásoknak.
5. Ezt a készüléket nem szabad a fürdőszobában használni.
6. A villámcsapás okozta baleset elkerülése érdekében villámláskor kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
7. A műszer testébe nem szabad folyadékot fecskendezni, hogy elkerülhető legyen a műszer rövidzárlat miatti károsodása.
8. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, ki kell húzni a hálózati dugót a konnektorból.

A kezelőpanel ismertetése


① Power

② ON/OFF

③ Nyomásszabályzó

④ Idő csökkentése

⑤ Idő növelése



Üzemeltetés

1. Válasszon egy megfelelő fejet, és szerelje fel a fogantyú felső részére, csatlakoztassa a fogantyút a tömlő segítségével a műszerhez.
2. Csatlakoztassa a konnektorhoz, nyomja meg a ① gombot, a kijelző zöldre vált, az idő 30 (percet) mutat. Ha a ② jelző pirosra vált, azt jelzi, hogy a műszer készenléti üzemmódban van.
3. Nyomja meg a ③ gombot, a kijelző zöldre vált, és a második alkalommal a kijelző villogni kezd, jelezve, hogy a készülék megkezdte működését.
4. Válassza ki a megfelelő intenzitást az alacsony és a magas között a nyomásszabályozó óramutató járásával megegyező irányban történő elfordításával.

Megjegyzések

1. Ha a kozmetikus steri kesztyűben végzi a kezelést, a kezét először meg kell tisztítani és alkohollal fertőtleníteni kell.
2. A tartozékokat sterilizálni, tisztán és szárazon kell tartani. A készülék különböző méretű dermabráziós fejekkel rendelkezik. Szerelje össze az alábbi képen látható módon:

