


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A masszázstasztal összeszerelése/kihajtása 2 fő által.
2. Használat előtt ellenőrizze és húzza meg az összes csavart.
3. A terméket mindig sima és stabil felületre helyezze. Ügyeljen arra, hogy minden láb egy szinten legyen, hogy elkerülje a sérülést okozó instabilitást.
4. Győződjön meg arról, hogy minden csavar meg van húzva, és a kábelek nem sérültek vagy kopottak. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek repedések a fán.
5. Ne terhelje túl az asztalt az ajánlott súlyhatáron túl. Ez a felhasználó súlyos sérülését okozhatja. Ne dugja be az ujjait az asztal részébe vagy az asztal alján lévő kapocsba.
6. Ne használjon alkohol alapú tisztítószeret a PVC burkolat tisztításához. Az anyag megsérülhet. Csak nedves ruhával tisztítsa.



Rész#	Leírás	Mennyiség
1	Lábgomb	8
2	Hosszú kábel	2
3	Lábvédő	12
4	Zsanér	3
5	Rövid kábel	4
6	Fogantyú	1
7	PVC	2
8	Támasz	2
9	Támasz	4
10	Támasz	4
11	Csat II	2
12	Fejtámla	1
13	Kartámla	1
14	Elülső támla	1

AZ ASZTAL BEÁLLÍTÁSA




1-1. Oldja ki a csatot



1-2. Fordítsa az asztalt az oldalára, és nyissa ki



2. Nyissa ki a lábakat (alsó lábak az eredeti helyzetben, amikor elkezdnek szétterülni)



3. Igazítsa be az egyes támaszt



4. Emelje fel az asztalt, amíg minden lába a padlóra nem kerül



5-1 Nyissa ki a fejtámla részét




5-2 Helyezze be a fejtámla rudakat a lyukakba, ütögesse a párnát a fejtámlára.



5-3 Engedje el az oldalsó fogantyút, állítsa be a fejtámla magasságát és dőlőszögét, majd tolja vissza a fogantyút.

AZ ASZTAL ÖSSZESZERELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA



1. Fektesse az asztalt az oldalára, és szögben hartsa be

2. Hajtsa be teljesen a lábakat az asztal alá

3. Csukja be az asztalfeleket, és a retesz segítségével zárja le az asztalt

ÖSSZECSUKHATÓ MASSZÁZSÁGY

